



녹 의: 제20 - 101호

2020년 05월 07일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: **검사정보 변경 안내**

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

## 1. 검사정보 변경

검사명	변경사유	변경 전	변경 후
<b>Se (selenium)</b> (GC Labs 코드: H189)	검사일 확대	· 검사일/소요일: 월,목/1일	· 검사일/소요일: <b>월,수,금</b> /1일 <b>【적용일: 05월 18일 접수분】</b>
<b>PNH study</b> (GC Labs 코드: X939 - 세부코드: S256, X940, X941, Z911)	시약 변경으로 인한 검사정보 및 결과보고 형식 변경 (ICCS/ESCCA Consensus Guidelines, 2018 의거)	· 보관: 실온 · 주의사항: 토요일 및 공휴일 전 의뢰 불가 · 분석항목: - CD24 granulocyte - CD55 (DAF) RBC - CD59 (MIRL) RBC - FLAER (GPI-LP) granulocyte	· 보관: <b>냉장</b> · 주의사항: - · 분석항목: - CD24 - <b>CD235a/CD15</b> - <b>CD59 (MIRL)</b> - <b>FLAER (GPI-LP)</b>  * 별첨: PNH study 결과보고서 <b>【적용일: 05월 25일 접수분】</b>

검사명	변경사유	변경 전	변경 후
<b>ASCA</b> <b>(<i>Saccharomyces</i> Ab)</b> (GC Labs 코드: S978 - 세부코드: X700, X701)	시약 및 장비 변경으로 인한 검사일 확대 및 검사정보 변경	· 보관: 냉동 · 검사방법: ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) · 참고치(단위: Units): Negative: 0.0~20.0 Equivocal: 20.1~24.9 Positive: $\geq 25.0$ · 검사일/소요일: 목/1일	· 보관: 냉장 · 검사방법: FEIA (fluorescence enzyme immunoassay) · 참고치(단위: U/mL): Negative: $< 7.0$ Equivocal: <b>7.0~10.0</b> Positive: <b><math>&gt; 10.0</math></b> · 검사일/소요일: 월-금/1일  <b>【적용일: 05월 28일 접수분】</b>
<b>Ionized calcium</b> (GC Labs 코드: C153)	시약 및 장비 변경으로 인한 참고치 변경	· 참고치(단위: mmol/L): 1.16~1.32	· 참고치(단위: mmol/L): <b>1.10~1.34</b>  <b>【적용일: 06월 01일 접수분】</b>
<b>EBV VCA IgG</b> (GC Labs 코드: S427)	시약 공급 지연으로 인한 한시적 검사정보 변경	· 검사방법: CIA (chemiluminescence immunoassay) · 참고치(단위: U/mL): Negative: $< 20.0$ Positive: $\geq 20.0$	· 검사방법: EIA (enzyme immunoassay) · 참고치(단위: ISR): Negative: $< 0.91$ Equivocal: <b>0.91~1.09</b> Positive: $\geq 1.10$ <b>※ ISR (immune status ratio)</b>  <b>【적용일: 06월 08일 접수분】</b>

2. 수탁중지

검사명	중지사유	적용일
<b>Fatty acid profile (plasma)</b> (GC Labs 코드: IM03)	재위탁기관에서 일시 수탁중지 ※ 검사 재개 예정일: 추후 공지	05월 08일 접수분 (즉시 적용)
<b>Chromogranin A</b> (GC Labs 코드: N132)	시약 공급 지연으로 인한 수탁중지 ※ 연관검사: Neuronspecific enolase (NSE) (GC Labs 코드: S465)	05월 29일 접수분

※ Neuronspecific enolase (NSE) (GC Labs 코드: S465)

- 검체: Serum 0.3 mL  
 · 보관: 냉장  
 · 검사방법: ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay)  
 · 참고치(단위: ng/mL): 0.0~16.3
- 검사일/소요일: 월-토/1일(야간검사)  
 · 보험정보: 누438/D4381003 (212.35점)  
 · 검사수가: 18,220원